


Anti-Exosc8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96B26

품목 번호: CM0030470



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-EXOSC8 폴리클로날 항체입니다. RNA 처리 및 분해에 관여하는 엑소솜 구성 요소인 RRP43를 타겟으로 합니다. 인간 샘플 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXOSC8 Rabbit pAb
비고/별칭	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA42IP11.3; EXOSC8
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	11340
유전자 ID	11340
면역원(Immunogen)	인간 EXOSC8 (NP_852480.1)의 아미노산 1-276에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q96B26
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩