

Anti-Exportin 2 (Xpo2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P55060

품목 번호: CM0002332

소개

Exportin 2 (XPO2/CSE1L)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 이 항체는 인간 및 마우스 Exportin 2 단백질(110 kDa)을 검출하며, 핵-세포질 수송 기전 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Exportin 2 (XPO2) Rabbit mAb
비고/별칭	CAS; CSE1; XPO2; Exportin 2 (XPO2)
종	인간
유전자 ID (인간)	1434
유전자 ID	1434
면역원	인간 Exportin 2 (XPO2) (P55060)의 아미노산 872-971 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P55060
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백