

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 앤티익스포틴 5 (Xpo5) 다클론 항체 - Q9Hav4

품목 번호: CM0028394



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합한 토끼 다클론 항체로, 익스포틴 5 (XPO5)에 특이적으로 반응합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 136kDa, 면역원 아미노산 925-1204. miRNA 및 dsRNA 핵 수출에 중요한 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	익스포틴 5 (XPO5) 토끼 pAb
비고/별칭	exp5; 익스포틴 5 (XPO5)
종	인간
유전자ID (인간)	57510
유전자ID	57510
면역원	인간 익스포틴 5 (NP_065801.1)의 아미노산 925-1204에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HAV4
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백