


Anti-Exportin 5 (Xpo5) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9HAV4

품목 번호: CM0011658



소개

인간 Exportin 5 (XPO5)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 핵 수출 및 miRNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Exportin 5 (XPO5) Rabbit mAb
비고/별칭	exp5; Exportin 5 (XPO5)
종	인간
GeneID (Human)	57510
GeneID	57510
면역원	인간 Exportin 5 (XPO5) (Q9HAV4)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HAV4
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백