

Anti-Exportin-6 (Xpo6) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Qu8

품목 번호: CM0015690

소개

XPO6 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA를 통해 인간 및 마우스 샘플에서 Exportin-6을 검출합니다. 핵 수송 및 액틴 역학 연구에 이상적입니다. 재조합 인간 XPO6 단편에 대해 제작된 폴리클론항체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	XPO6 Rabbit pAb
비고/별칭	EXP6; RANBP20; XPO6
종	인간
GeneID (Human)	23214
GeneID	23214
면역원	인간 XPO6 (NP_055986.1)의 아미노산 290-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96QU8
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백