

Wb, Elisa용 Anti-Ext1 토끼 다클로날 항체 - Q16394

품목 번호: CM0021585



소개

사람 exostosin-1 (EXT1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. 헤파란 황산 생합성 및 유전성 다발성 골외골증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EXT1 Rabbit pAb
비고/별칭	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2131
유전자 ID	2131
면역원	사람 EXT1 (NP_000118.2)의 아미노산 300-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐 (Rat)
SWISS	Q16394
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백