

Anti-Ext1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16394

품목 번호: CM0020396



소개

EXT1 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb) for WB, IF/ICC, ELISA. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 당사슬 연장 및 세포외 기질 항상성에 중요한 헤파란 황산 공중합효소 소단위체인 exostosin-1을 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EXT1 Rabbit pAb
비고/별칭	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
종	인간
GeneID (Human)	2131
GeneID	2131
면역원	인간 EXT1 (NP_000118.2)의 아미노산 467-746에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q16394
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백