

Anti-Eya1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99502

품목 번호: CM0030530

소개

EYA1을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, DNA 수리와 기관 형성에 관여하는 전사 공활성제 및 인산가수분해효소입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EYA1 토끼 pAb
비고/별칭	BOP; BOR; BOS1; OFC1; EYA1
종	인간
유전자 ID (인간)	2138
유전자 ID	2138
면역원	인간 EYA1 (NP_000494.2)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열에 대응하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99502
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백