


Wb 및 Elisa용 Anti-Eya3 토끼 다클로날 항체 - Q99504

품목 번호: CM0030518



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-EYA3 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. DNA 복구 및 전사의 핵심 조절 인자인 단백질 인산가수분해효소 EYA3를 표적으로 합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EYA3 Rabbit pAb
비고/별칭	EYA3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	2140
GeneID	2140
면역원(Immunogen)	Recombinant protein 인간 EYA3 (NP_001981.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99504
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스백