


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Eya3 토끼 다클론 항체 - Q99504

품목 번호: CM0017712



소개

인간 EYA3 포스파타아제(UniProt Q99504)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에서 검증되었으며 쥐와의 교차반응성이 확인되었습니다. DNA 손상 복구, 전사 조절 및 발생생물학 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EYA3 토끼 pAb
비고/별칭	EYA3
종	인간
유전자 ID (인간)	2140
유전자 ID	2140
면역원	제조합 단백질 인간 EYA3(NP_001981.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q99504
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩