

Wb 및 Elisa용 항-Ezh1 다클론 항체 - Q92800

품목 번호: CM0028250



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간, 마우스, 래트 EZH1 검출용 EZH1 토끼 다클론 항체. 이 항체는 전사 억제 및 배아줄기세포 유지에 중요한 히스톤 메틸트랜스퍼라제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EZH1 토끼 pAb
비고/별칭	KMT6B; EZH1
종	인간
유전자ID (인간)	2145
유전자ID	2145
면역원	인간 EZH1 (NP_001982.2)의 아미노산 160-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92800
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 팩