


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ezh2/Kmt6 토끼 다클로날 항체 - Q15910

품목 번호: CM0016830



소개

사람 EZH2/KMT6 (aa 1-250)를 표적으로 하는 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 반응합니다. 후성유전학 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
비고/별칭	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	2146
면역원	사람 EZH2/KMT6 (NP_001190176.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q15910
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백