


Anti-Ezh2/Kmt6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q15910

품목 번호: CM0019659



소개

WB, IP, ELISA용 고품질 EZH2/KMT6 (UniProt Q15910) 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 전사 억제 및 암과 관련된 주요 히스톤 메틸전이효소인 사람 및 쥐 EZH2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
비고/별칭	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	2146
GeneID	2146
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 EZH2/KMT6 (NP_001190176.1)의 아미노산 158-261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	Q15910
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)