


항-Ezrin 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P15311

품목 번호: CM0003103



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA용 고품질 항-Ezrin 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 세포골격 연결 단백질인 Ezrin (P15311)을 표적으로 합니다. 상피 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ezrin 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrin
종	인간
유전자ID (인간)	7430
유전자ID	7430
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Ezrin (P15311)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15311
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스 팩