


웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 Anti-Ezrin/Radixin/Moesin 폴리클로날 항체 - P15311 / P35241 / P26038

품목 번호: CM0019318



소개

Ezrin, Radixin 및 Moesin(ERM 패밀리)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응. 막-세포골격 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ezrin/Radixin/Moesin Rabbit pAb
비고/별칭	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFN24; HEL70; IMD50; Ezrin/Radixin/Moesin
종	인간
GeneID (인간)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
면역원	인간 Ezrin/Radixin/Moesin (NP_003370.2)의 아미노산 487-586 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P15311/P35241/P26038
단백질 분자량	23-71 kDa
배송	아이스백