

Wb, If-P, Elisa용 Anti-F13A1 폴리클로날 항체 - P00488

품목 번호: CM0012896



소개

WB, IF-P, ELISA용 응고 인자 XIII A 사슬(F13A1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 트랜스글루타미나제 활성을 통해 피브린 혈전을 안정화합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	F13A1 Rabbit pAb
비고/별칭	F13A; F13A1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	2162
GeneID	2162
면역원(Immunogen)	인간 F13A1 (NP_000120.2)의 아미노산 600-732에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P00488
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스백