

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-F4/80 Rabbit Monoclonal Antibody - Q61549

품목 번호: CM0005472

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용되는 F4/80 Rabbit monoclonal antibody입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 대식세포 생물학, 세포 부착 및 조절 T-세포 발달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	F4/80 Rabbit mAb
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
종	마우스
GeneID (Human)	2015
GeneID (Mouse)	13733
면역원	마우스 F4/80 재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q61549
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백