

Wb, If/Icc, Elisa용 항-F4/80 토끼 다클론 항체 - Q61549

품목 번호: CM0022110

소개

대식세포 특이적 접착 GPCR인 마우스 F4/80(EMR1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 F4/80과의 교차 반응성을 나타냅니다. 면역 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	F4/80 토끼 pAb
비고/별칭	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
종	마우스
유전자 ID (인간)	2015
유전자 ID	13733
면역원	마우스 F4/80(NP_034260.1)의 아미노산 367-645에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q61549
단백질 무게	102kDa
배송	아이스팩