

Wb, Elisa용 항-Fa2H 토끼 다클론 항체 - Q7L5A8

품목 번호: CM0015859

소개

인체 지방산 2-하이드록실라아제(FA2H)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. Western blot 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 보입니다. 스팅고지질 대사, 신경 조직 기능 및 피부 장벽 형성 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FA2H 토끼 pAb
비고/별칭	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
종	인체
유전자 ID	79152 (인체)
면역원	인체 FA2H의 아미노산 95-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_077282.3)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q7L5A8
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩