

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Faah1 단클론 항체 - O00519

품목 번호: CM0012154

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 단클론 FAAH1 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 FAAH1(63 kDa)과 교차 반응합니다. 엔도칸나비노이드 및 지질 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAAH1 토끼 mAb
비고/별칭	PSAB; FAAH-1; FAAH1
종	인간
유전자 ID (인간)	2166
유전자 ID	2166
면역원	인간 FAAH1(O00519)의 아미노산 480-579에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O00519
단백질 분자량	63 kDa
배송	아이스백