

Anti-Faah1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 000519

품목 번호: CM0015101

소개

지방산 아마이드 가수분해효소 1(FAAH1)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 인간 및 마우스 FAAH1과 반응. 내인성 카나비노이드 시스템 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAAH1 Rabbit pAb
비고/별칭	PSAB; FAAH-1; FAAH1
종	인간
GeneID	2166
면역원	인간 FAAH1 (NP_001432.2)의 아미노산 450-579 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00519
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백