

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Faah2 폴리클론항체 - Q6Gmr7

품목 번호: CM0024405

소개

WB, IF/ICC, ELISA 응용을 위한 FAAH2 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫드 FAAH2를 검출합니다. 지질 대사, 내생카나비노이드 신호 전달, 아미데이스 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAAH2 토끼 pAb
비고/별칭	AMDD; FAAH2
종	인간
유전자 ID	158584
면역원	인간 FAAH2 (NP_777572.2)의 아미노산 323-532에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6GMR7
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백