

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fabp1 다클론 항체 - P07148

품목 번호: CM0019326



소개

인간 FABP1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드의 간 지방산 결합 단백질을 검출합니다. 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FABP1 Rabbit pAb
비고/별칭	FABP1; FABPL; L-FABP; 지방산 결합 단백질 1
종	인간
GeneID (인간)	2168
GeneID	2168
면역원	인간 FABP1(NP_001434.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07148
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩