

Wb용 항-Fabp1 토끼 단클론 항체 - P07148

품목 번호: CM0003570



소개

인간 FABP1(L-FABP)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 FABP1을 검출합니다. 세포 내 지질 수송 및 콜레스테롤 흡수에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FABP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	FABPL; L-FABP; FABP1
종	인간
유전자 ID (인간)	2168
유전자 ID	2168
면역원	합성 펩타이드 (인간 FABP1 (P07148)의 아미노산 1-100번 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07148
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩