

Anti-Fabp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P07148

품목 번호: CM0028745



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA 검출을 위한 인간 FABP1 (L-FABP)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 간 기능 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FABP1 Rabbit pAb
비고/별칭	FABPL; L-FABP; FABP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2168
GeneID	2168
면역원	인간 FABP1 (NP_001434.1)의 아미노산 1-127에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P07148
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백