


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Fabp3 토끼 다클론 항체 - P05413

품목 번호: CM0028565



소개

H-FABP 또는 MDGI로도 알려진 인간 FABP3에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 분자량: 15kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FABP3 토끼 pAb
비고/별칭	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
종	인간
유전자ID	2170
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05413
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스 팩