


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fabp4 폴리클로날 항체 - P15090

품목 번호: CM0014080



소개

인체 FABP4(지방세포 지방산 결합 단백질, aP2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA 검증 완료; 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 지질 수송 및 대사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FABP4 토끼 pAb
비고/별칭	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
종	인체
유전자 ID (인체)	2167
유전자 ID	2167
면역원	인체 FABP4(NP_001433.1)의 아미노산 1-132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P15090
단백질 무게	15 kDa
배송	아이스팩