


Anti-Fabp5 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc, If, Elisa용) - Q01469

품목 번호: CM0004725



소개

사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 FABP5 토끼 단일클론 항체입니다. 장쇄 지방산 및 엔도카나비노이드의 운반체로 작용하며, 염증 및 각질세포 분화에 관여합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FABP5 토끼 mAb
비고/별칭	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
종(Species)	사람(Human)
GeneID	2171
항원(Immunogen)	사람 FABP5 (NP_001435.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q01469
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)