


Anti-Fabp5 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q01469

품목 번호: CM0024740



소개

사람 FABP5 (E-FABP)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플을 사용하여 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 지방산 운반, 염증 및 각질세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FABP5 Rabbit pAb
비고/별칭	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	2171
GeneID	2171
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 / 사람 FABP5 (NP_001435.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q01469
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)