


Wb, If-P, Elisa용 항-Fabp6 토끼 다클론 항체 - P51161

품목 번호: CM0028557



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증된 인간 FABP6(가스트로트로핀/ILBP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 간장 담즙산 대사 및 결장암 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	FABP6 토끼 pAb
비고/별칭	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
종	인간
GeneID	2172
면역원	인간 FABP6 (NP_001436.1)의 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51161
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스팩