


Anti-Fabp7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15540

품목 번호: CM0017836



소개

인간 FABP7(BLBP, B-FABP)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간 및 래트와 반응함. 중추신경계 발달에 필수적인 15 kDa 뇌 지질 결합 단백질을 검출합니다. 신경생물학 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FABP7 Rabbit pAb
비고/별칭	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
종	인간
GeneID (Human)	2173
GeneID	2173
면역원	인간 FABP7 (NP_001437.1)의 아미노산 1-132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	O15540
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백