


Anti-Fabpi (I-Fabp) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

품목 번호: CM0007881



소개

인간 FABPI (I-FABP)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 장 지방산 수송 및 대사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	설명
제품명	FABPI Rabbit mAb
비고/별칭	FABPI; I-FABP
종	인간
GeneID (Human)	2169
면역원	인간 FABPI (P12104)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P12104
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩