


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Fabpi 폴리클로날 항체 - P12104

품목 번호: CM0024084



소개

인간 FABPI(I-FABP)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트의 장 지방산 결합 단백질을 검출합니다. 지질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FABPI Rabbit pAb
비고/별칭	FABPI; I-FABP
종	인간
유전자 ID (인간)	2169
유전자 ID	2169
면역원	재조합 단백질; 인간 FABPI (NP_000125.2)의 아미노산 1-132에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12104
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백