


Wb, If-P, Elisa용 항인자 Ix / F9 다클론 항체 - P00740

품목 번호: CM0022917



소개

인간 인자 IX(F9, FIX, Christmas 인자)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 응고 연구 및 지혈 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Factor IX / F9 Rabbit pAb
비고/별칭	FIX; P19; PTC; HEMB; THPH8; F9 p22; Factor IX / F9
종	인간
GeneID (인간)	2158
면역원	재조합 단백질(인간 Factor IX / F9의 아미노산 29-192에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000124.1))
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00740
단백질 중량	52kDa
배송	아이스 팩