

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fadd 단일클론 항체 - Q61160

품목 번호: CM0002075



소개

이 검증된 토끼 단일클론 항체로 FADD의 세포자멸사 및 선천성 면역에서의 역할을 탐구하세요. 인간, 마우스, 래트 샘플에 걸쳐 WB, IHC-P, ELISA에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FADD Rabbit mAb
비고/별칭	Mort1/FADD; FADD
종	마우스
GeneID (인간)	8772
GeneID	14082
면역원	마우스 FADD (NP_034305.1)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q61160
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스백