


Wb, Ip, Elisa용 항-Fadd 토끼 다클론 항체 - Q13158

품목 번호: CM0028429



소개

인간 FADD(FAS-회합 사망 도메인 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트 FADD와 교차 반응합니다. 세포사멸, 사망 수용체 신호 전달 및 선천성 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	FADD 토끼 pAb
비고/별칭	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
종	인간
유전자 ID (인간)	8772
유전자 ID	8772
면역원	인간 FADD(NP_003815.1)의 아미노산 1-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13158
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩