

Wb 및 Elisa용 Anti-Fads1 단일클론 항체 - O60427

품목 번호: CM0002739

소개

WB 및 ELISA용 Anti-FADS1 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트에서 검증됨. PUFA 대사 및 염증 반응에 관여하는 아실-CoA 탈포화효소를 표적함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FADS1 Rabbit mAb
비고/별칭	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
종	인간
GeneID	3992
면역원	인간 FADS1(O60427)의 아미노산 50-150 내 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60427
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩