

Wb, Elisa용 항-Fads1 토끼 다클론 항체 - O60427

품목 번호: CM0023754

소개

WB 및 ELISA에 사용되는 인간 FADS1(델타-5 불포화효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. PUFA 대사 및 염증 반응에 관여하며 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FADS1 토끼 pAb
비고/별칭	D5D, TUI2, FADS6, FADSD5, LLCDL1
종	인간
유전자ID (인간)	3992
유전자ID	3992
면역원	인간 FADS1 (NP_037534.3)의 아미노산 100-200 범위 내 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60427
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스 팩