

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Fah 폴리클로날 항체 - P16930

품목 번호: CM0025477

소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Anti-FAH 폴리클로날 항체(토끼). 티로신 분해의 핵심 효소인 푸마릴아세토아세테이스(Fumarylacetoacetase)를 표적합니다. 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAH Rabbit pAb
비고/별칭	FAH
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	2184
면역원	사람 FAH (NP_000128.1)의 아미노산 1-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16930
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백