

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Fah 토끼 단일클론 항체 - P16930

품목 번호: CM0010552

소개

인간 FAH(푸마릴아세토아세타제)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 타이로신 대사 및 간/신장 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAH 토끼 mAb
종	인간
유전자ID	2184
면역원	인간 FAH (NP_000128.1)의 아미노산 1-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P16930
단백질 분자량	46kDa
배송 방법	아이스백