

Anti-Fah Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P16930

품목 번호: CM0015210

소개

FAH Rabbit pAb은 전장 인간 FAH에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 FAH와 교차 반응합니다. 티로신 분해 및 간 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAH Rabbit pAb
비고/별칭	FAH
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2184
GeneID	2184
면역원	인간 FAH (NP_000128.1)의 아미노산 1-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16930
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백