

Anti-Faim3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60667

품목 번호: CM0030545



소개

인간 FAIM3 (TOSO, FcmuR)에 대한 친화성 정제 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 표적 분자량은 43 kDa입니다. B 세포에서의 IgM 수용체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAIM3 Rabbit pAb
비고/별칭	TOSO; FAIM3; FcmuR
종	인간
유전자 ID (인간)	9214
면역원	인간 FAIM3의 아미노산 18-251번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_005440.1)
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60667
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백