


Anti-Fak (Focal Adhesion Kinase) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q05397

품목 번호: CM0003534



소개

인간 FAK(Focal Adhesion Kinase 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포 접착 및 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAK Rabbit mAb
비고/별칭	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
종	인간
GeneID (Human)	5747
GeneID	5747
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05397
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스팩