


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Fak 토끼 다클로날 항체 - Q05397

품목 번호: CM0016968



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 인간 FAK (Q05397)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 부착, 이동 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] FAK Rabbit pAb
비고/별칭	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5747
GeneID	5747
면역원	인간 FAK (NP_722560.1)의 아미노산 734-834에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q05397
단백질 분자량	119kDa
배송	아이스백