

Wb, Elisa용 Anti-Fam107A 다클론 항체 - O95990

품목 번호: CM0020310

소개

인간 FAM107A(DRR1/TU3A)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 교차 반응합니다. 액틴 동역학, 시냅스 기능 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM107A 토끼 pAb
비고/별칭	DRR1; TU3A; FAM107A
종	인간
GeneID (인간)	11170
GeneID	11170
면역원	인간 FAM107A(NP_009108.1)의 1~144번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O95990
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩