

Anti-Fam107A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95990

품목 번호: CM0019921

소개

인간 FAM107A를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 액틴 역학, 시냅스 기능 및 종양 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM107A Rabbit pAb
비고/별칭	DRRI; TU3A; FAM107A
종	Human
유전자 ID	11170
면역원	인간 FAM107A (NP_009108.1)의 아미노산 1-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	O95990
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩