

Anti-Fam117A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C073

품목 번호: CM0020526

소개

이 토끼 다클로날 항체는 C/EBP 유도 단백질인 FAM117A를 표적으로 하며, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐와 교차 반응하므로 다양한 신호 전달 맥락에서 단백질 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM117A Rabbit pAb
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (human)	81558
Gene ID	81558
면역원(Immunogen)	인간 FAM117A (NP_110429.1)의 아미노산 110-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	Q9C073
단백질 분자량(Protein Weight)	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)