

Anti-Fam120A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nzb2

품목 번호: CM0021207

소개

사람 FAM120A (OSSA/C9orf10)를 표적하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 산화 스트레스 신호 전달, RNA 대사 및 지질 생성 유전자 조절에 관여하는 약 122kDa의 막 관련 스캐폴드 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM120A Rabbit pAb
비고/별칭	OSSA; C9orf10; HBVPTPAP; FAM120A
종	사람 (Human)
GeneID	23196
면역원	재조합 단백질 (사람 FAM120A (NP_055427.2)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9Nzb2
단백질 크기	122kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)