

Wb 및 Elisa용 Anti-Fam127A/Rtl8C 폴리클로널 항체 - A6Zki3

품목 번호: CM0017862

소개

인간 FAM127A/RTL8C에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 레트로트랜스포존 Gag 유사 단백질 검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FAM127A Rabbit pAb
비고/별칭	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8933
면역원	인간 FAM127A (NP_001071639.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	A6ZKI3
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)