

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Fam127B 토끼 다클론 항체 - Q9Bwd3

품목 번호: CM0022414

소개

재조합 전장 단백질로 면역화한 FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FAM127B 토끼 pAb
비고/별칭	CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B
종	인간
유전자ID (인간)	26071
유전자ID	26071
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BWD3
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스 팩